

Blutgaskapillaren


- Kunststoff
- bruchsicher
- flexibel
- balanciertes Lithium-Heparin

Kunststoff Blutgaskapillaren stellen die bruchsichere Alternative zu Glasapillaren dar. Durch die Flexibilität und die Sicherheit wird der Abnahmevorgang erleichtert. Das zählt sich insbesondere bei Kindern und Problempatienten aus, aber auch in der täglichen Routine, wenn auch mal eine Kapillare zu Boden fällt.



Blutgaskapillaren Kunststoff

ArNr.	Volumen	Maße in mm Länge x Ø _A	balanciertes Lithium-Heparin	Stück pro Box	kleine VE
4534	55 µl	58 x 1,65	~ 50 I.U.	1.000	100
4556	55 µl	58 x 1,65	~ 100 I.U.	1.000	100
4505	80 µl	110 x 1,60	~ 50 I.U.	1.000	100
4520	90 µl	80 x 1,75	~ 50 I.U.	1.000	100
4548	90 µl	80 x 1,75	~ 100 I.U.	1.000	100
4521	100 µl	90 x 1,75	~ 50 I.U.	1.000	100
4557	100 µl	90 x 1,75	~ 100 I.U.	1.000	100
4522	110 µl	100 x 1,75	~ 50 I.U.	1.000	100
4549	110 µl	100 x 1,75	~ 100 I.U.	1.000	100
4523	130 µl	120 x 1,75	~ 50 I.U.	1.000	100
4555	130 µl	120 x 1,75	~ 100 I.U.	1.000	100
4526	140 µl	90 x 2,35	~ 50 I.U.	1.000	100
4515	140 µl	90 x 2,35	~ 100 I.U.	1.000	100
4547	150 µl	100 x 1,90	~ 50 I.U.	1.000	100
4527	155 µl	100 x 2,35	~ 50 I.U.	1.000	100
4524	165 µl	150 x 1,75	~ 50 I.U.	1.000	100
4528	185 µl	120 x 2,35	~ 50 I.U.	1.000	100
4525	200 µl	180 x 1,75	~ 50 I.U.	1.000	100
4529	230 µl	150 x 2,35	~ 50 I.U.	1.000	100
4530	280 µl	180 x 2,35	~ 50 I.U.	1.000	100



Zubehör für Blutgaskapillaren

ArNr.	Produkt	Farbe	Maße	Stück pro Box	kleine VE
8001	Verschlusskappen	beige	für Ø _A 1,6 - 1,9 mm	500	500
8002	Verschlusskappen	violet	für Ø _A 2,0 - 2,4 mm	500	500
8004	Schüttelstäbchen		15 x 0,7 mm	1.000	500

Blutgaskapillaren Kunststoff im Set

Ein Set enthält 500 Kapillaren, 1.000 Kappen und 500 Stäbchen.

ArNr.	Volumen		balanciertes Lithium-Heparin	Stück pro Box	kleine VE
8010	55 µl		~ 50 I.U.	500	500
8011	75 - 90 µl		~ 50 I.U.	500	500
8012	85 - 100 µl		~ 50 I.U.	500	500
8013	90 - 105 µl		~ 50 I.U.	500	500
8014	100 - 120 µl		~ 50 I.U.	500	500
8015	125 - 150 µl		~ 50 I.U.	500	500
8016	165 - 190 µl		~ 50 I.U.	500	500
8017	200 - 235 µl		~ 50 I.U.	500	500

Blutgas-Probennehmer mit Kolben

- vorheparinisiert
- konstante und geringe Heparinmenge
- balanciertes Lithium-Heparin
- bei arterieller Entnahme selbstgleitender Kolben
- mit Verschlusskappe

Bei der Blutgas Entnahmespritze handelt es sich um einzeln steril verpackte Spritzen die ausschließlich zur Probennahme zu verwenden sind. Diese Spritzen sind heparinisiert um das Gerinnen der Probe auf dem Transportweg und bei der Lagerung zu verhindern. Die Blutgas Entnahmespritze enthält ein balanciertes Lithium-Heparin, welches den Einfluss des Heparins auf die Elektrolyte in der Probe minimiert. Wir bieten die Varianten 0,5-1 ml und 1-2 ml.

Blutgas Entnahmespritze 1-2 ml

ArNr.	balanciertes Lithium-Heparin	VE	Unterverpackung
407	~ 50 I.U.	50 Stück	einzeln steril
400	~ 80 I.U.	50 Stück	einzeln steril



Blutgas Entnahmespritze 0,5-1 ml

ArNr.	balanciertes Lithium-Heparin	VE	Unterverpackung
409	~ 50 I.U.	50 Stück	einzeln steril



Blutgas-Probennehmer kapillär

AK-Fix mit auto stop

- bruchsicher
- füllt sich von alleine
- auto stop
- LUER Anschluss: verwendung mit Kanüle oder am drei-Wegehan

Das AK-Fix ist eine Kombination aus Kapillare und Spritze. Der kapilläre Probennehmer kann 200 oder 300 µl Probe aufnehmen. Durch einen Spritzenkonus (LUER) auf einer Seite der Kapillare kann eine Kanüle aufgesetzt werden. Auf der anderen Seite befindet sich ein Filter der automatisch den Blutfluss stoppt, sobald die Kapillare voll ist. So verbindet man mit dem AK-Fix die Vorteile der kapillären Probennahme mit den Vorteilen einer Spritze.



ArNr.	Volumen	mit Kanüle	balanciertes Lithium-Heparin	VE	Unterverpackung
4531	200 µl	ja*	~ 50 I.U.	50 Stück	einzeln steril
4532	300 µl	ja*	~ 50 I.U.	50 Stück	einzeln steril
4546	200 µl	nein	~ 50 I.U.	50 Stück	einzeln steril

* inkl.separat verpackter AK-FIX Entnahmekanüle 0,6 x 26 mm